


SoftBank HealthCare (ソフトバンクヘルスケア) を使う

概要

本機は 3G 方式と SoftBank HealthCare に対応した体組成計です。

本機に乗るだけで 9 つの測定データ(体重、体脂肪率、BMI、基礎代謝、骨格筋レベル、骨レベル、内臓脂肪レベル、水分量、身体年齢)がクラウド上に自動送信され、スマートフォンの「SoftBank HealthCare」アプリや、パソコン・スマートフォンのブラウザからも閲覧・管理できます。



測定結果の送信

【補 足】 複数名で使うときは

ユーザー 1 とユーザー 2 ～ 4 では、ご利用になれるサービスが異なります。詳しくは、別冊『スマート体組成計 セットアップガイド』を参照してください。

ご利用になる前に

アプリケーションや専用のサイトにログインするには、あらかじめ本機ของผู้ユーザー登録と初回測定をしておく必要があります。

また、ログインには暗証番号が必要です。「暗証番号を設定する」(P.40)で暗証番号を変更していない場合、生年月日の月日がユーザーごとの暗証番号として設定されています。

ユーザー登録・初回測定

「はじめて使うために準備する」(P.21)を参照してください。

アプリケーションまたは
「SoftBank HealthCare マイページ」
を使う準備

『スマート体組成計 セットアップガイド』を参照してください。

測定データを確認

データを自動送信するかどうか設定する

ユーザーの測定データは、クラウド上に自動送信されるよう設定されています。設定変更について詳しくは、「SoftBank HealthCare へのアップロード設定をする」(P.41)を参照してください。

データアップロードは、省電力モードに移行して約 30 秒後に行なわれます。

また、圏外などでデータがアップロードされなかった場合は、定期的に再送信されます(1日に1回)。

測定結果の送信について、詳しくは「測定結果を送信する」(P.27)を参照してください。

SoftBank HealthCare でできること

ご利用いただける主な機能をご紹介します。※1

詳細は本機に付属している『スマート体組成計 セットアップガイド』を参照してください。



「SoftBank HealthCare」アプリの
画面例※2



「SoftBank HealthCare マイページ」の
画面例※2

できること	概要
測定結果の表示	本機で測定した内容をグラフで表示できます。
健康相談	健康・育児・介護に関して専門家に電話相談ができます。
うれしいご褒美	日々の測定や「チャレンジカップ」の目標達成でコインを獲得できます。集めたコインでくじにチャレンジできます。

※1 本機のユーザー 1 以外のユーザーがすべての機能を利用するには、別途お手続きが必要です。詳しくは、ソフトバンクモバイルのホームページをご覧ください。

※2 画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

アプリケーションで機能を利用する

スマートフォンに専用アプリケーション「SoftBank HealthCare」をインストールすることで、機能を利用することができます。また、このアプリケーションのご利用には対応機種が必要です。

アプリケーションをインストールする

① お使いのスマートフォン用のマーケットより、専用アプリケーション「SoftBank HealthCare」をダウンロードし、インストールします。

- ・ 以下どちらかの方法で、ダウンロードページにアクセスできます。
 - マーケットで「SoftBank HealthCare」を検索する。
 - 以下の QR コードを読み取る。
- (QR コードを読み取るには、専用のアプリケーションが必要です。)



iPhone の場合



Android 端末の場合

■ 注 意 ■ 確認できるデータについて

このアプリケーションで本機ของผู้ใช้ 1 以外のデータを確認するには、別途お手続きが必要です。詳しくは、ソフトバンクモバイルのホームページをご覧ください。なお「SoftBank HealthCare マイページ」はすべてのユーザーがご利用可能です。

「SoftBank HealthCare マイページ」で機能を利用する

「SoftBank HealthCare マイページ」にログインすることで機能を利用することができます。

「SoftBank HealthCare マイページ」にログインする

① パソコンなどで Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に以下の URL を入力します。

- ・ パソコンの場合 → <https://healthcare.mb.softbank.jp/pc/>
- ・ スマートフォンの場合 → <https://healthcare.mb.softbank.jp/sp/>


② 体組成計の電話番号、ユーザー番号、暗証番号を入力してログインします。

携帯電話にメール (SMS) で送信する

メール送信でできること

本機で測定した体重と体脂肪率の数値を、携帯電話にメールするよう設定できます。

送信には、携帯電話の電話番号宛に送信する SMS を使用します。



メール送信の活用例

- 自分の携帯電話に測定結果を送信することで、日々の健康管理にお役立ていただけます。
- ご家族の携帯電話に測定結果を送信することで、離れて暮らすご家族へ日々の健康状態をお伝えできます。

携帯電話に届くメール (SMS) の例
：体重・体脂肪率の測定結果をメールで
送信する設定の場合

[体組成計 結果]
1/2 14:45
ユーザー 1
体重：53.0kg
体脂肪率：25.0%

携帯電話に届くメール (SMS) の例
：測定日時と測定者のみをメールで
送信する設定の場合

[体組成計 結果]
1/2 14:45
ユーザー 1

メール送信をユーザーごとに設定する

メール送信を行うには、メールを受け取る携帯電話の電話番号を、ユーザーごとに設定します。詳しくは、「測定結果メールの設定を変更する」(P.42) を参照してください。

メールの送信は、測定後、画面がオフ (P.13) になってから約 30 秒後に行われます。送信に失敗したときは、次の送信タイミングに再送信されます。

補 足 メール送信には設定が必要です

測定結果を携帯電話にメールで送信するには、メールを受け取る携帯電話の電話番号を設定してください (P.42)。

注 意 設定時のご注意

電話番号を十分にご確認ください。間違った番号を設定すると、測定結果が第三者の携帯電話へ送信されることがあります。